

FIZIOLOGIJA ŽIVALI

Laboratorijske vaje

ANALIZA KRVI

dr. Katja Adam

UP FAMNIT



ANALIZE KRVI

- kri prenaša topne snovi v celicah in izven celic v telesu
- krvne celice so pomembne tudi pri obrambi
- analiza krvi da pomembne informacije o tem, kako dobro se te funkcije izvajajo
 - hematokrit
 - stopnja sedimentacije eritrocitov
 - določanje Hb
 - določanje krvne skupine
 - določanje količine holesterola



HEMATOKRIT

- hematokrit = odstotek rdečih krvnih celic (RCBs) v vzorcu krvi
- določimo s centrifugiranjem, določanjem višine rdečih krvničk v stolpcu - % rdečih krvničk
 - določimo tudi % belih krvničk – WBC – “buffy coat”
- višji → več celic za transport O₂

55% zgornja meja

- povprečni MOŠKI: 47%, ŽENSKE: 42%
- MOŠKI: testosteron stimulira izločanje hormona eritropoetina iz ledvic (stimulira sintezo eritrocitov)
- odstopanja: anemija/policitemija



Centrifuge blood in the hematocrit tube



Withdraw blood into hematocrit tube

Hematocrit scale

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hematocrit tube


Plasma

White blood cells and platelets form the buffy coat

Red blood cells

(a) (b)

- višji – **policitemija (polycythemia)** - nenormalno delovanje kostnega mozga (tumor) ali posledica kronične hipoksije ali pomanjkanja kisika v vdihanem zraku, prilagajanje na višino



Anemija

- premalo O₂ se prenaša do celic v telesu
- razlogi: majhna vrednost eritrocitov, majhna vrednost Hb v celicah, nenormalno oblikovani eritrociti
- hem: vsebuje Fe atom za vezavo kisika
- če ni Fe – telo ne more sintetizirati Hb → *iron deficiency anemia* = **sideropenična deficitarna anemija - SDA**
- ***aplastična anemija*** – kostni mozeg ne sintetizira dovolj celic
- **hemolitična anemija** - zaradi povečanega razpada eritrocitov
- **anemija po krvavitvah, anemija kroničnega vnetja**
- ***anemija srpastih celic*** – dedna, proteinski del Hb se nepravilno oblikuje ob nizkih vrednostih O₂, celice srpaste oblike




Table 2. Reference Values for Common Hematology Determinations in Adult Dogs and Cats*†

Parameter	Canine	Feline
WBC count (/ μL)	4,000–15,500	3,000–14,800
RBC count ($\times 10^6/\mu\text{L}$)	4.8–9.3	5.92–9.93
Hemoglobin (g/dL)	12.1–20.3	9.3–15.9
Hematocrit (%)	36–60	29–48


anemija zaradi parazitizma...

Mean value \pm confidence interval

Infection type	RBC count ($\times 10^6/\mu\text{l}$)	Hb concn (g/dl)	HCT value (%)
Noninfected	7.29 ± 0.29	11.6 ± 0.31	32.0 ± 0.91
<i>T. orientalis</i>	5.90 ± 0.35^a	11.2 ± 0.49	30.1 ± 1.39
<i>B. ovata</i>	7.24 ± 0.63	11.4 ± 0.44	31.7 ± 1.45
<i>T. orientalis</i> and <i>B. ovata</i>	5.64 ± 0.56^a	10.3 ± 0.88^a	27.8 ± 2.33^a

^a Statistically significant reduction in the mean value obtained compared to that for the noninfected animals ($P < 0.01$).

- *Babesia ovata*,
Theileria orientalis




VAJA (EX. 11, Acitivity 1)

- **Sample 1:** healthy male, living in Boston
 - **Sample 2:** healthy female, living in Boston
 - **Sample 3:** healthy male, living in Denver
 - **Sample 4:** healthy female, living in Denver
 - **Sample 5:** male with aplastic anemia
 - **Sample 6:** female with iron-deficiency anemia
-
- BOSTON – pri morju
 - DENVER – ok. 1600 m n.v.

DOLOČANJE KRVNE SKUPINE

- vse celice v telesu – obdane z membrano z genetsko določenimi glikoproteini – **ANTIGENI**
 - na eritrocitih (RBC) – antigeni (aglutinogeni), ki določajo krvno skupino ljudi
- ljudje – ABO sistem krvnih skupin
 - določa prisotnost anitgenov - tip A, tip B antigeni



(b) Blood type surface antigens

antigeni genetsko določeni – vsak 2 kopiji (alela) genov za protein

Allele I^A produces antigen **A**

Allele I^B produces antigen **B**

Allele i produces **no** antigen.




dominantna alela




recesiven alel











Genotypes	Phenotypes (blood types)
$I^A I^A$	A
$I^A I^B$	AB
$I^A i$	A
$I^B I^B$	B
$I^B i$	B
ii	O



PROTITELESA (aglutinini), ang. antibody

- tvorijo se v krvni plazmi
- reagirajo z antigeni (ki jih ni na rd. krvničkah)
- protitelesa proti “tujemu antigenu”
- **transfuzija** – če protitelesa reagirajo z antigeni donorja – rdeče krvničke se skrčijo (agglutinated), razgradijo → potencialno življenjsko nevarna reakcija transfuzije
- ABO in Rh antigeni povzročijo potencialno smrtne reakcije pri transfuziji



	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type	 A	 B	 AB	 O
Antibodies in Plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in Red Blood Cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

UNIV. DONOR???











UNIV. PREJEMNIK???

RH SISTEM DOLOČANJA KRVNE SKUPINE


- več skupin Rh antigenov, Rh oznaka krvne sk. – Rh (D) antigen
- Rh+ RBC imajo Rh antigen
- Rh- nimajo
 - protitelesa proti RH antigenu tvorijo ob izpostavitvi le-temu

Rh- - recesivno, Rh+ dominantno

ABO +RH NSTA EDINA SISTEMA!!



	A -	A +	B -	B +
Red blood cells				
Antigens present	 A antigen	 A antigen  Rh antigen	 B antigen	 B antigen  Rh antigen

DOLOČANJE KRVNE SKUPINE:



- kapljice krvi pomešamo z antiserumom s protitelesi proti A, B ali Rh antigenom
- **aglutinacija** – prisotnost aglutinogena (antigena) na
- npr. krvna sk. A+ - aglutinacija z antiserumom s protitelesi A

Blood sample	Agglutination with Anti-A Serum	Agglutination with Anti-B Serum	Agglutination with Anti-Rh Serum	Blood Type
1	positive	negative	positive	
2	negative	positive	positive	
3	positive	positive	negative	
4	negative	negative	negative	
5	positive	positive	positive	
6	negative	positive	negative	



KRVNE SKUPINE PRI ŽIVALIH...

- **psi** – več kot 20 krvnih sk, nekaj pomembnejših, 1 - 8 DEA (dog erythrocyte antigen)
- **mačke** – A, B ali AB
- **konji** – 30 krvnih skupin, 8 pogostejših, A, C, D, K, P, Q, U, + T
- **ovce** – 7 krvnih skupin

kompatibilnost odvisna od prisotnosti protiteles v krvni plazmi!

RAČUNALNIŠKE VAJE


- Exercise 11: Blood analysis
 - Activity 1: Hematocrit determination
 - Activity 4: Blood typing

KRVNE CELICE – DOLOČANJE V VZORCU KRVI







SESTAVA KRVI

- PLAZMA
- KRVNE CELICE:
 - rdeče krvničke (eritrociti) -RBC
 - bele krvničke (levkociti)
 - krvne ploščice (trombociti)





PRIPRAVA MIKROSKOPSKIH PREPARATOV





- tanek, enakomeren, ravni stranski robovi
- pokriva naj približno 2/4 površine v sredini objektnega stekla, ne sme segati do roba objektnega stekla
- na koncu mora biti zaobljen





Diff-Quik Stain
BASO
Diff-Quik Fix
1000 ml
1000 ml

DQD-030 3x500 ml
Diff-Quik Stain
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml

Diff-Quik Stain
BASO
Diff-Quik I
1000 ml
1000 ml

Diff-Quik Stain
BASO
Diff-Quik II
1000 ml
1000 ml

POSTOPEK BARVANJA



- **3 tekočine:**
- Fiksativ (metanol)
- Stain solution 1 (Eosin G in phosphate buffer) - rdeča
- Stain solution 2 (Thiazine dye in phosphate buffer) - modra


Metoda barvanja

- posušite preparate
- potopite preparat 5x po 1s v fiksativ → odcedite na brisački
- potopite v barvo I – 5x počasi → odcedite na brisački
- potopite v barvo II – 3x počasi → odcedite na brisački
- potopite v vodo
 - dokler ne teče več modra barva
- posušite

KRVNE CELICE

- ERITROCITI
- LEVKOCITI
 - NEZRNATI
 - monociti (ledvičasto jedro)
 - limfociti (okroglo veliko jedro)
 - ZRNATI = GRANULOCITI
 - nevtrofilci (2-5 režnjev jedra)
 - eozinofilci (2 režnja, številne granule)
 - bazofilci (2-3 režnji, temne granule)
- TROMBOCITI









- A,D – nevtrofilci
- B, E – eozinofilci
- C – bazofilci
- J, K, L - monociti

Figure 4-7. Human blood cells form a smear after Wright's stain. *A and D*, Neutrophilic leukocytes. *B and E*, Eosinophilic leukocytes. *C*, Basophilic leukocyte. *F*, Plasma cell; this is not a normal constituent of the peripheral blood but is included here for comparison with the nongranular leukocytes. *G and H*, Small lymphocytes. *I*, Medium lymphocytes. *J, K, and L*, Monocytes.

Fig. 18.1

Copyright © McGraw-Hill Education. Permission required for reproduction or display.





NALOGA – ŠTETJE LEVKOCITOV

- Preštejte 50 levkocitov in zapišite število:
- NEZRNATI
 - monociti
 - limfociti
- ZRNATI
 - eozinofilci
 - nevtrofilci
 - bazofilci

NALOGA – ŠTETJE LEVKOCITOV

- Preštejte 50 levkocitov in zapišite število:
- NEZRNATI
 - monociti – 5,3 %
 - limfociti – 30 %
- ZRNATI
 - eozinofilci – 2,3 %
 - nevtrofilci – 62 %
 - bazofilci – 0,4 %